

Link do produktu: <https://www.tomcio.pl/trzewiki-profilaktyczne-memo-karat-3da-dzinsowo-granatowy-p-463.html>

Trzewiki profilaktyczne Memo Karat 3DA dzinsowo-granatowy

Cena	227,00 zł
Cena poprzednia	247,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Producent	Memo

Opis produktu

Trzewiki Memo Karat 3DA

Buty na rzepy ze skóry licowej przeznaczony dla chłopca jak i dziewczynki w wieku przedszkolnym stosowany jako obuwie do użytku zewnętrznego, dzięki któremu możliwa jest kontynuacja profilaktycznego i korekcyjnego działania systemu. Posiada sztywny zapiętek i w zależności od koloru dostępny z nową jak i standardową podszewką MEMO. W celu zwiększenia wytrzymałości nosków butów, zastosowaliśmy dodatkową ochronę przeciw zadrapaniom.

Do produkcji obuwia Memo stosowane są najwyższej jakości materiały. Wierzchnia i wewnętrzna część buta wykonana jest z naturalnych, miękkich skór kozich, idealnych dla stopy dziecka. Skóry te w sposób naturalny dostosowują się do stopy, tym samym zwiększają komfort użytkowania. Elastyczna i sprężysta antypoślizgowa podszewka diagnostyczna z systemem ponumerowanych stref pozwala poprzez ścieranie się określić czy stopy dziecka są zdrowe. Dający możliwość bieżącego monitorowania stanu stóp oraz natychmiastowej reakcji. Specjalny, odstawiony kształt podeszwy dodatkowo stabilizuje stopę i zapewnia prawidłowe jej ułożenie podczas chodu.

Cechy bucików:

Wierzch: skóra licowa kozia

Podszewka: skóra naturalna

Podeszwa: elastyczna, antypoślizgowa, diagnostyczna, obcas Thomasa, usztywniona pięta.

Możliwość zastosowania wkładki korekcyjnej

Gatunek 1

Kolor butów jak na pierwszym zdjęciu.

Przeznaczenie

- profilaktyka wad stóp i kolan
- diagnostyka
- korekcja z zastosowaniem wkładki

Diagnostyczna podszewka Memo

Długość wkładki Memo Karat:

22 - 14,7 cm
23 - 15,3 cm
24 - 16,0 cm
25 - 16,7 cm
26 - 17,3 cm
27 - 18,0 cm
28 - 18,7 cm
29 - 19,3 cm
30 - 20,0 cm
31 - 20,7 cm

Polecany przez specjalistów:

- Produkt uzyskał pozytywną opinię „Centrum Zdrowia Dziecka”.
- System Memo otrzymał nagrodę specjalną w kategorii Profilaktyka Zdrowotna podczas XIII Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych.
- System Memo jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako produkt medyczny.

Jak dopasować rozmiar?

Odrysowujemy stopę dziecka na kartce papieru, paluszki muszą być wyprostowane, a stopa powinna na całej długości opierać się o podłoże. Nie dociskamy długopisu do stopy, tylko robimy swobodny obrys, następnie określamy długość odrysowanej stopy mierząc odcinek od końca dużego palca do środka pięty.

Długość wkładki ma być większa od długości stopy o 0,5 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 30