

Link do produktu: <https://www.tomcio.pl/baleriny-profilaktyczne-ani-but-wzor-zosia-czarny-lakier-p-1591.html>

Baleriny profilaktyczne ANI-BUT wzór Zosia czarny lakier

Cena	159,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	Natychmiast
Producent	Ani-But

Opis produktu

Ani-but wraz z wzorem **ZOSIA** zabiera Twoje dziecko na wyższy poziom **wygody i jakości**. Buty wykonane w całości z **naturalnej skóry** zapewniają komfort i ciągłą wymianę powietrza dla stópki. Usztywniony zapiętek, wyprofilowana wkładka, wygodne zapięcie na rzepy oraz antypoślizgowy spód z obcasem Thomasa zapewniają **prawidłowy rozwój stopy**. Dbając o **estetyczne wykonanie i modny kolor** pragniemy, aby Nasze buciki były idealnym dopełnieniem każdej stylizacji Twojego dziecka.

Specjalna seria obuwia profilaktyczno-zdrowotnego zawierająca wszystkie cechy zdrowych bucików (zastosowanie najlepszych materiałów, usztywniony zapiętek oraz wyprofilowana wkładka) została dodatkowo wyposażona w podeszwy z obcasem Thomasa. Buciki te adresowane są dla wszystkich dzieci u których wskazana jest dodatkowa czujność przy rozwoju układu ruchu (problemy z koślawością kolan, płaskostopiem).

Od wielu lat firma stara się wraz ze zgranym zespołem współpracowników w rodzinnej atmosferze troszczyć się o to co najcenniejsze dla każdego rodzica - ZDROWY ROZWÓJ DZIECKA.

Cechy obuwia:

Obuwie wykonane z najwyższej jakości skóry naturalnej.

Obuwie z obcasem Thomasa - podeszwa bardzo lekka i elastyczna.

Profilowana wkładka wewnętrzna

Usztywniona pięta która wspomaga prawidłowe ustawienie stopy.

Usztywniona cholewka sięgająca ponad kostkę doskonale stabilizuje stopę.

Dopasowanie buta do tęgości nóżki dzięki odpowiedniemu zapięciu sięgającemu daleko w kierunku czubka.

Podeszwa zgina się prawidłowo na linii stawów śródstopia.

Cechy:

Producent - Ani-But

Model - Zosia

Kolor - czarny lakier srebro

Wierzch - skóra naturalna

Podszewka - skóra naturalna

Wkładka: Naturalna skóra, wyprofilowana

Spód - antypoślizgowy z obcasem Thomasa

Sposób zapinania - rzep

Gatunek - I

Długość wkładki:

24 - 15,4 cm

25 - 16,1 cm
26 - 16,8 cm
27 - 17,6 cm
28 - 18,2 cm
29 - 18,8 cm
30 - 19,5 cm
31 - 20,2 cm
32 - 20,8 cm
33 - 21,6 cm
34 - 22,2 cm

Przeznaczenie

- profilaktyka wad stóp i kolan
- diagnostyka
- korekcja z zastosowaniem wkładki

Jak dopasować rozmiar?

Odrysowujemy stopę dziecka na kartce papieru, paluszki muszą być wyprostowane, a stopa powinna na całej długości opierać się o podłoże. Nie dociskamy długopisu do stopy, tylko robimy swobodny obrys, następnie określamy długość odrysowanej stopy mierząc odcinek od końca dużego palca do środka pięty.

Długość wkładki ma być większa od długości stopy o 0,5- 1cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36